

# CYTOLOGIE-BORSTELS


## DE OPLOSSING VOOR EENVOUDIGE EN VEILIGE CELAFNAME

Een van de beste methoden voor het afnemen van weefselmonsters is het cel-uitstrijkje met cytologieborstels. Met een reeks cytologieborstels die speciaal zijn ontworpen om aan de klinische behoeften te voldoen, maakt MICRO-TECH het afnemen van monsters efficiënt en veilig. De MICRO-TECH cytologieborstel kan erg makkelijk door de endoscoop naar de gewenste locatie geschoven

worden, waar moeiteloos het uitstrijkje genomen kan worden. De dunne borstelharen zorgen voor een zacht afstrijken van de cellen. De kunststof tubus en de distale afsluitingsbal beschermen het weefselmonster tijdens het terugtrekken. Een mogelijke verontreiniging of zelfs verlies van het monster zijn daardoor uitgesloten.

### BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Dunne borstelharen voor optimale celafname
- Met kunststof tubus en metalen afsluitingskop
- Voor endoscopen met een werkkanaaldiameter vanaf 2,0 mm
- Individueel steriel verpakt



### VEILIGE EN GECONTROLEERDE INVOER

Met de MICRO-TECH cytologieborstels kunt u ook gemakkelijk en veilig bij moeilijk bereikbare laesies komen. De ergonomisch gevormde handgreep biedt de gebruiker een vaste en comfortabele grip. Elke beweging wordt direct en nauwkeurig aan de borstelkop overgedragen.



Ergonomische greep

### OMVANGRIJK ASSORTIMENT

MICRO-TECH biedt u talrijke modellen cytologieborstels, die geschikt zijn voor vele toepassingen en voldoen aan de klinische vereisten.

## SPECIFICATIES

REF	Borstels Ø mm	Lengte mm	Katheter Ø mm
<b>WEGWERP-CYTOLOGIEBORSTELS</b>			
CYB-30S-24C	3,0	2400	2,3
CYB-40S-24C	4,0	2400	2,3

Verpakkingseenheid: 20 stuks