



# VOERDRADEN

## EERSTE KEUZE BIJ ERCP

Alle voerdraden zijn gemaakt van knikbestendig en torsiestijf nitinol. Dankzij de hydrofiele punt, vinden de draden veilig hun weg. Dit wordt ondersteund door de hoge stijfheid en stuurbaarheid van de draad. Daardoor

zijn de MICRO-TECH voerdraden uitstekend geschikt voor een ERCP. De hoge radiopaciteit van de flexibele hydrofiele punt zorgt voor nauwkeurige plaatsing met radiografisch beeld.

### BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Knikbestendige nitinoldraad
- Hoge stijfheid en stuurbaarheid
- Hydrofiele, atraumatische punt
- Werklengte: 4500 mm
- Hoge radiopaciteit



## SUCCESVOL IN DE PRAKTIJK

Door hun knikbestendigheid en stijfheid zorgen de voerdraden voor een zeer goede verplaatsing. In het dagelijks gebruik werken ze uiterst prettig, door hun precisie. Die wordt vooral gewaarborgd, door de verliesvrije overdracht van de draai- en duwbeweging door de operatieassistent op de draadpunt. Zelfs anatomisch moeilijke passages kunnen op die manier eenvoudig worden bereikt. Voor een optimale positionering is de punt van elke draad ook uitstekend te zien op röntgenbeelden.



Endoscopisch beeld



Röntgenbeeld

## DISPENSER VOOR EENVOUDIG GEBRUIK

De innovatieve dispenser maakt het gemakkelijk om de draad in te voeren en uit te trekken. Het compacte ontwerp maakt hem bijzonder handig en gemakkelijk in gebruik. Ook het spoelen van de draad gaat snel en gemakkelijk in de dispenser.



Dispenser voerdraden

## SPECIFICATIES

REF	Ø inches	Totale lengte mm	Lengte van de punt mm	Vorm van de punt	Configuratie	Uitvoering
<b>KLASSIEKE VOERDRADEN</b>						
600382-5	0,035"	4200	130	Recht	Hydrofiel, röntgendicht	Extra stijf
<b>ECO-VOERDRADEN</b>						
MTN-BM-89/45-A	0,035"	4500	60	Recht	Hydrofiel, röntgendicht	Blauw-geel ommanteld
MTN-BM-89/45-A-J	0,035"	4500	60	J-vorm	Hydrofiel, röntgendicht	Blauw-geel ommanteld
MTN-BM-63/45-A	0,025"	4500	60	Recht	Hydrofiel, röntgendicht	Blauw-geel ommanteld
MTN-BM-63/45-A-J	0,025"	4500	60	J-vorm	Hydrofiel, röntgendicht	Blauw-geel ommanteld
MTN-BM-53/45-A	0,021"	4500	60	Recht	Hydrofiel, röntgendicht	Blauw-geel ommanteld
MTN-BM-45/45-A	0,018"	4500	60	Recht	Hydrofiel, röntgendicht	Blauw-geel ommanteld

Verpakkingseenheid: 600382-5: 1 stuks, MTN-BM: 2 stuks