



BOUGIE DILATOREN

SICHER, EINFACH UND WIRTSCHAFTLICH DILATIEREN

Die Aufbereitung eines wiederverwendbaren Bougies ist mit viel Aufwand und hohen Kosten verbunden. Im Gegensatz dazu sind die Einweg-Bougies von MICRO-TECH sofort einsatzbereit und besonders wirtschaftlich. Steril verpackt sind sie bis zu 2 Jahre haltbar und minimieren das Risiko einer Kreuzkontamination erheblich. Im Einsatz

überzeugen die Bougies mit einer zuverlässigen Dilatation. Zur Auswahl stehen zwölf Größen mit einem Durchmesser von 5 bis 19 mm und einer Länge von 850 mm. Für eine leichte Orientierung bei der Dilatation sorgt neben dem flexiblen Material vor allem auch die praktische Graduierung auf dem Bougie.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Sterile Einweg-Bougies für direkten Einsatz
- Entfall der Aufbereitungskosten
- Zwölf Durchmesser von 5 bis 19 mm
- Arbeitslänge: 850 mm
- Markierungen auf dem Bougie
- Führungsdrahtfähig bis zu 0,038 inch



Hochwertige Bougie-Spitze für präzise Einführung



Bougie mit Längenangaben in cm

SPEZIFIKATIONEN

REF	Ø mm	Länge mm
EINMAL-BOUGIES		
MT-05850	5	850
MT-06850	6	850
MT-07850	7	850
MT-08850	8	850
MT-09850	9	850
MT-10850	10	850
MT-11850	11	850
MT-12850	12	850
MT-13850	13	850
MT-14850	14	850
MT-15850	15	850
MT-16850	16	850
MT-17850	17	850
MT-18850	18	850
MT-19850	19	850
MT-20850	20	850

Verpackungseinheit: 1 Stück