



JET-CLEANER TYP III

SICHER UND VARIABEL SPÜLEN

Der Jet-Cleaner Typ III der Wieser Medizintechnik und Geräte GmbH ermöglicht es Ihnen, Spülflüssigkeit sicher und variabel durch den Arbeitskanal des Endoskops zu applizieren. So spülen Sie z.B. intestinale Blutungen und Koagel gezielt weg oder stellen eine optimale Sicht bei Verschmutzungen im Darmtrakt her. Die Spülflüssigkeit kann dabei in zwei Stufen reguliert werden: Über den Standard-Arbeitskanal oder über den am Endoskop vor-

handenen Jet-Kanal. Der Jet-Cleaner Typ III kann an alle gängigen Endoskope mit einem Arbeitskanal angeschlossen werden. Für die Endoskop-Marken Olympus, Fujinon, Pentax und Storz ist bei Verwendung des Instrumentier-/Spül-Adapters (als Zubehör erhältlich) gleichzeitiges Spülen und Instrumentieren bei entsprechend großen Arbeitskanälen möglich.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Variable Spüleistung von 700 – 1.600 ml/Min
- Für alle gängigen Endoskop-Marken
- Spülung über Arbeitskanal oder Jet-Kanal
- Gleichzeitiges Spülen und Instrumentieren
- Komplett mit Fußschalter, Flüssigkeitsbehälter, Schlauch und Adapter

SPEZIFIKATIONEN

Produkt Nummer	Bezeichnung	Merkmale
JET-CLEANER TYP III		
000.548003	Jet-Cleaner Typ III komplett	mit Netzteil, Netzkabel, pneumatischer Fußschalter, Flüssigkeitsbehälter 2L, Mehrweg-Spülschlauch, Instrumenten-Spüladapter nach Wahl, Spüleistung 700 - 1600 ml/Min.
000.540035	Spüladapter	Olympus / Storz Fujinon G5-Endoskope autoklavierbar
000.540037	Spüladapter	Pentax autoklavierbar
000.540041	Spüladapter	mit Schraubgewinde, Olympus / Storz Fujinon G5-Endoskope autoklavierbar
29-1007RV	Einmal-Spülschlauch inkl. Rückschlagventil	250 cm lang, mit doppelseitigem LLM-Ansatz, inkl. Rückschlagventil, 1 VE = 20 Stück / Staffelpreis auf Anfrage
29-1007	Einmal-Spülschlauch	250 cm lang, mit doppelseitigem LLM-Ansatz, 1 VE = 20 Stück / Staffelpreis auf Anfrage
28-0165D	Einmal-Spülschlauch mit Flaschendeckel	110 cm lang, mit doppelseitigem LLM-Ansatz, inkl. Rückschlagventil
28-0166D	Einmal-Spülschlauch mit Flaschendeckel	200 cm lang, mit doppelseitigem LLM-Ansatz
28-0166RVD	Einmal-Spülschlauch mit Flaschendeckel	200 cm lang, mit doppelseitigem LLM-Ansatz inkl. Rückschlagventil