



ENSURE

DE TANG VOOR VEILIGE COAGULATIE

MICRO-TECH ENSURE coagulatie forceps is ontwikkeld om medisch specialisten te ondersteunen bij het effectief coaguleren van bloedingen tijdens interventionele endoscopische procedures. ENSURE maakt het mogelijk om de bloedvaten veilig vast te grijpen en ze met behulp van HF-stroom door te snijden of te coaguleren. Bloedingen tijdens en na een endoscopische submucosale dissectie (ESD) kunnen op betrouwbare wijze worden gestelpt zonder dat het omliggende weefsel wordt aangetast.

Dit wordt gewaarborgd door de getande cups van de tang die in drie verschillende types verkrijgbaar zijn. Ze zorgen voor een veilige grip en voorkomen wegglijden tijdens de coagulatie. Dankzij de openingsbreedte van maximaal 7,2 mm kunnen op diverse plaatsen bloedingen betrouwbaar worden verholpen. De ergonomische handgreep, waarvan de coagulatie-aansluiting 360° bidirectioneel kan worden gedraaid, zorgt voor een nauwkeurige en comfortabele bediening.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Voor effectieve hemostase met ESD en EMR
- Zekere houvast zonder wegglijden
- Drie typen cups
- Betrouwbare 360° bidirectionele rotatie
- Openingsbreedten 6,3 – 7,2 mm



Ergonomische 3-rings handgreep met softgrip en 360° coagulatie-aansluiting



Type A: Getande en taps toelopende cups



Type B: Cups met groeven voor een breed contactvlak



Type C: Grote cups met maximale openingsbreedte

SPECIFICATIES

REF	Openingsbreedte mm	Lengte mm	Cups	Buitendiameter distale punt mm	Werkkanaal Ø mm
TYPE A					
CF-165-A	6,5	1650	taps toelopend	≤ 2,7	≥ 2,8
CF-230-A	6,5	2300	taps toelopend	≤ 2,7	≥ 2,8
TYPE B					
CF-165-B	6,3	1650	gegroefd	≤ 2,7	≥ 2,8
CF-230-B	6,3	2300	gegroefd	≤ 2,7	≥ 2,8
TYPE C					
CF-165-C	7,2	1650	ovaal	≤ 2,7	≥ 2,8
CF-230-C	7,2	2300	ovaal	≤ 2,7	≥ 2,8

Verpakkingseenheid: 10 stuks