


CYTOLOGIE-BORSTELS

BORSTELS



CYTOLOGIE-BORSTELS


DE OPLOSSING VOOR EENVOUDIGE EN VEILIGE CELAFNAME

Een van de beste methoden voor het afnemen van weefselmonsters is het cel-uitstrijkje met cytologieborstels. Met een reeks cytologieborstels, die speciaal zijn ontworpen om aan de klinische behoeften te voldoen, maakt MICRO-TECH het afnemen van monsters efficiënt en veilig. De MICRO-TECH cytologieborstel kan erg makkelijk door de endoscoop naar de gewenste positie geschoven

worden, waar moeiteloos het weefselmonster genomen kan worden. De dunne borstelharen zorgen voor het zacht afstrijken van de cellen. De kunststof katheter en de distale protectie kop beschermen het weefselmonster tijdens het terugtrekken. Een mogelijke verontreiniging of zelfs verlies van het weefselmonster is daardoor uitgesloten.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Dunne borstelharen voor optimale celafname
- Met kunststof katheter en metalen protectie kop
- Voor endoscopen met een werkkanaal-diameter vanaf 2,0 mm
- Individueel steriel verpakt



VEILIGE EN GECONTROLEERDE INVOER

Met de MICRO-TECH cytologieborstels kunt u zelfs moeilijk bereikbare laesies gemakkelijk en veilig bereiken. De ergonomisch gevormde handgreep biedt de gebruiker bovendien een vaste en comfortabele grip. Elke beweging wordt direct en nauwkeurig aan de borstelkop overgedragen.



Ergonomische handgreep


UITGEBREID ASSORTIMENT

MICRO-TECH biedt u talrijke modellen cytologieborstels die geschikt zijn voor vele toepassingen en voldoen aan de klinische vereisten.

SPECIFICATIES

REF	Borstels Ø mm	Lengte mm	Katheter Ø mm
CYTOLOGIEBORSTELS VOOR EENMALIG GEBRUIK			
CYB-24S-12C	2,4	1200	1,8
CYB-30S-12C	3,0	1200	1,8
CYB-40S-12C	4,0	1200	1,8

Verpakkingseenheid: 20 stuks



MICRO-TECH Nederland
Lage Mosten 49
4822 NK Breda | Nederland
KvK-nummer 76858553

P 0031 (0)76 799 86 91
cs@micro-tech-europe.com
www.micro-tech-europe.com/nl

A branch office of
Micro-Tech Europe GmbH
Mündelheimer Weg 36
40472 Düsseldorf | Germany