



VERWIJDEREN VAN
LICHAAMSVREEMDE ZAKEN
TANGEN EN NETTEN



TANGEN VOOR LICHAAMSVREEMDE ZAKEN

HOGE KWALITEIT, ZEER PRECIES TE GEBRUIKEN

Dankzij de ergonomisch gevormde 3-rings handgreep zijn de vreemdlichaamtangen voor eenmalig gebruik, gemakkelijk en comfortabel te gebruiken. Elke beweging wordt nauwkeurig doorgegeven aan de tang – zelfs in lastige

posities van de endoscoop. De tangen zelf zijn gemaakt van hoogwaardig materiaal en perfect afgewerkt, wat resulteert in een veilige en tegelijkertijd weefselvriendelijke ingreep.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Hoogwaardige afwerking
- Covering met markeringen
- Ergonomische 3-rings handgreep
- Eenvoudige en veilige bediening
- Veelzijdig te gebruiken
- Type: Combi
- Individueel verpakt
- Combi ook voor het verwijderen van stents/re-positionering

SPECIFICATIES

REF	Type	Lengte mm	Ø mm
VREEMDLICHAAMTANGEN EENMALIG GEBRUIK			
NGF32-11018120	Combi	1200	1,8
NGF32-11018180	Combi	1800	1,8

Verpakkingseenheid: 10 stuks

De combi is ideaal en wordt door ons aanbevolen voor het verwijderen en herpositioneren van stents.



VANGNETTEN

VEILIG VERWIJDEREN VAN LICHAAMSVREEMDE ZAKEN EN POLIEPEN

Het MT-net is ontworpen voor het verwijderen van lichaamsvreemde zaken en het opvangen van verwijderde poliepen. Het vangnet zelf bestaat uit een versterkt draadmateriaal, dat extra zekerheid garandeert bij het

wegnemen. De unieke, dimensionele stabiliteit en de grote opening maakt het mogelijk om het vangnet tijdens de procedure meerdere keren te openen en te sluiten.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Groot vangnet
- Hoogwaardige afwerking
- Comfortabele 3-rings handgreep
- Gemakkelijk en nauwkeurig te openen



Vormstabiel MT-net

SPECIFICATIES

REF	Ø net mm	Lusvorm	Werklengte mm	Ø werkkanaal min. mm
MT-NET				
NT-E-30/16-P	30	ovaal	1600	2,8

Verpakkingseenheid: 10 stuks


OPMERKINGEN

A large grid of small dots, intended for taking notes. The dots are arranged in a regular pattern across the page.



MICRO-TECH

ENDOSCOPY



MICRO-TECH Nederland
Lage Mosten 49
4822 NK Breda | Nederland
KvK-nummer 76858553

P 0031 (0)76 799 86 91
cs@micro-tech-europe.com
www.micro-tech-europe.com/nl

A branch office of
Micro-Tech Europe GmbH
Mündelheimer Weg 36
40472 Düsseldorf | Germany