



# REINIGINGSBORSTELS

## DE STANDAARD VOOR BETROUWBARE HYGIËNE

De reinigingsborstels voor eenmalig gebruik van MICRO-TECH zorgen voor een optimaal gereinigde endoscoop, zodat het risico op kruisbesmetting aanzienlijk wordt geminimaliseerd. Bovendien beschermen de borstels ook uw endoscoop. Kogelvormige kopjes aan de borsteluiteinden voorkomen dat het werkkanaal van de

endoscoop tijdens het reinigen wordt beschadigd. Wilt u uw werk nog veiliger, sneller en efficiënter maken, dan raden we de dubbele reinigingsborstels met 2 koppen aan. Daarmee kunnen twee reinigingshandelingen in één keer worden uitgevoerd.

### BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- 2 borstelkoppen voor tijdbesparende reiniging
- Beschermende kogelvormige kopjes aan de borsteluiteinden
- Borstels gemaakt van duurzaam nylon
- Individueel hygiënisch verpakt



Handgrepen



Nylon borstels

## CONISCHE BORSTELKOPPEN

Het assortiment wordt compleet gemaakt met de reinigingsborstel met taps toelopende borstelkoppen. Afhankelijk van uw voorkeur, zijn borstels met gelijkblijvende en dunner wordende borstel diameters beschikbaar. Conische borstelkoppen worden aangegeven met een T in het productnummer.



## NAAR KEUZE: 1 OF 2 BORSTELKOPPEN

Bij de reinigingsborstels met één kop vergemakkelijkt een ergonomische vingerring het terugtrekken van de borstel. Als alternatief wordt het gebruik van dubbele reinigingsborstels aanbevolen. Die hebben aan weerszijden een borstelkop, zodat met één handeling twee keer geborsteld wordt, waardoor het reinigingsresultaat aanzienlijk wordt verbeterd.

## EXACT PASSENDE DIAMETERS

Of het nu gaat om een bronchoscoop of een therapeutische endoscoop – voor elke endoscoop hebben wij de ideale reinigingsborstel met een diameter van 3 mm tot 11 mm.



## SPECIFICATIES

REF	Katheter Ø mm	Totale lengte mm	Borstels Ø mm	Borstellengte mm
<b>REINIGINGSBORSTELS MET ÉÉN BORSTELKOP</b>				
CB18-0050/18	1,8	1800	5	20
CB18-0050/23	1,8	2300	5	20
<b>REINIGINGSBORSTELS MET TWEE BORSTELKOPPEN</b>				
CB18-3030/18	1,8	1800	3/3	20/20
CB18-5050/18	1,8	1800	5/6	20/20
CB18-5050/23	1,8	2300	5/5	20/20
CB18-T5050/23	1,8	2300	5-7/5-7 toelopend	20/20
CB23-5050/23	2,3	2300	5/5	20/20
DCBS-08-10-15-180	0,8	1800	1,5/1,5	10/10

Verpakkingseenheid: 100 stuks

De katheterkleuren van de borstels kunnen variëren.