

VERWIJDEREN VAN
LICHAAMSVREEMDE ZAKEN
PAKTANGEN, MANDJES EN NETTEN



VREEMDLICHAAMTANGEN

HOGE KWALITEIT, ZEER PRECIËS TE GEBRUIKEN

Dankzij de ergonomisch gevormde 3-rings handgreep, zijn de wegwerp-vreemdlichaamtangen gemakkelijk en comfortabel te gebruiken. Elke beweging wordt precies doorgegeven aan de tang - zelfs in lastige houdingen van de endoscoop. De tangen zelf zijn gemaakt van hoog-

waardig materiaal en perfect vormgegeven. Dat vertaalt zich in een veilige en tegelijkertijd weefselbehoudende ingreep. Het assortiment omvat tangen voor gastro-enterologie, pneumologie, kindergeneeskunde en urologie.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Hoogwaardige vormgeving
- Covering met markeringen
- Ergonomische 3-rings handgreep
- Lichte en zekere bediening
- Veelzijdig te gebruiken
- 3 types: Alligator-, Grijp- en 2:1-tanden
- Individueel verpakt
- Grijptang ook voor het verwijderen van stents/re-positionering



Type Grijp: lange krokodillenbek met 2:1 tanden




Type 2:1-tanden, glad

SPECIFICATIES

REF	Type	Lengte mm	Ø mm
WEGWERP-VREEMDLICHAAMTANGEN – GASTRO ENTEROLOGIE			
NGF03-11023230	2-1 Tanden	2300	2,3
NGF13-11023230	Alligator	2300	2,3
NGF33-11023230	Greep	2300	2,3
WEGWERP-VREEMDLICHAAMTANGEN – PNEUMOLOGIE, PEDIATRIE EN UROLOGIE			
NGF32-11018180	Greep	1800	1,8
NGF32-11018120	Greep	1200	1,8

Verpakkingseenheid: 10 stuks

Het greeptype is ideaal en wordt door ons aanbevolen voor het verwijderen en herpositioneren van stents



EXTRACTIEMANDJES

LICHAAMSVREEMDE ZAKEN VEILIG EN GERICHT VERWIJDEREN

De extractiemandjes van bauer medical GmbH zijn, behalve voor steenextractie in het galkanaal, natuurlijk ook geschikt voor gebruik in het bovenste en onderste darmkanaal, voor het veilig wegnemen en verwijderen

van lichaamsvreemde zaken, zoals knikkers of batterijen. Door de rotatie van het vario-mandje is een veilig en betrouwbaar wegnemen van de lichaamsvreemde zaken gegarandeerd.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Vast gedefinieerd afbreekpunt
- Gladde draad met geoptimaliseerde gladheid
- Ergonomische greep voor een beter tactiel gevoel
- Steenopvangmandje met atraumatische punt
- Vario-mandjes



Atraumatische punt ontziet het werkkanaal en het slijmvlies



Licht werkende handgreep voor nauwkeurig in- en uitvoeren

SPECIFICATIES

REF	Vorm	Kenmerken	Ø Mandje mm
WEGWERP MANDJES, LENGTE TREKKOORD 200CM			
BK1-B10-25-23-200	Vario	Vlechtwerk, 150° rotatie, stootkop	15 / 25
BK1-B10-30-23-200	Vario	Vlechtwerk, 150° rotatie, stootkop	20 / 30
BK1-B20-20-23-200	Hexagonaal	Vlechtwerk, 4-draads, stootkop	20
BK1-B20-25-23-200	Hexagonaal	Vlechtwerk, 4-draads, stootkop	25
BK1-B20-30-23-200	Hexagonaal	Vlechtwerk, 4-draads, stootkop	30
BK1-B20-35-23-200	Hexagonaal	Vlechtwerk, 4-draads, stootkop	35
BK1-B21-35-23-200	Hexagonaal	4-draads, half opgerold	35
BK1-B22-20-23-200	Hexagonaal	4-draads, volledig opgerold	20
BK1-B22-25-23-200	Hexagonaal	4-draads, volledig opgerold	25
BK1-B22-30-23-200	Hexagonaal	4-draads, volledig opgerold	30
BK1-B22-35-23-200	Hexagonaal	4-draads, volledig opgerold	35
WEGWERP-VOERDRAADMANDJES, LENGTE TREKDRAAD 200 CM			
BK1-B90-25-27-200	Combi-Hexagonaal	Vlechtwerk, intrekbare punt	15 / 25
WEGWERP-LITHOTRIPSIEMANDJES, LENGTE TREKDRAAD 400 CM			
LT1-B10-25-23-400	Vario	Vlechtwerk, 150° rotatie, intrekbare punt	15 / 25
LT1-B10-30-23-400	Vario	Vlechtwerk, 150° rotatie, intrekbare punt	20 / 30
LT1-B20-20-23-400	Hexagonaal	Vlechtwerk, intrekbare punt	20
LT1-B20-25-23-400	Hexagonaal	Vlechtwerk, intrekbare punt	25
LT1-B20-30-23-400	Hexagonaal	Vlechtwerk, intrekbare punt	30
LT1-B20-35-23-400	Hexagonaal	Vlechtwerk, intrekbare punt	35

Verpakkingseenheid: 5 stuks



VANGNETTEN

VEILIG VERWIJDEREN VAN LICHAAMSVREEMDE ZAKEN EN POLIEPEN

Het MT-net is ontworpen voor het verwijderen van poliepen en lichaamsvreemde zaken en maakt het mogelijk om weefselmonsters op een betrouwbare wijze weg te nemen. Het net zelf bestaat uit een versterkt draadmateri-

aal, dat zorgt voor extra zekerheid tijdens het wegnemen. De unieke, dimensionele stabiliteit en de grote opening maken het gemakkelijker om over meerdere doorgangen heen te werken.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Groot vangnet
- Hoogwaardige vormgeving
- Comfortabele 3-rings handgreep
- Makkelijk en exact te openen



Vormstabiel MT-net

SPECIFICATIES

REF	Ø Net mm	Lusvorm	Werklengthe mm	Ø Werkkanaal min. mm
MT-NET				
NT-E-30/23-P	30	Oval	2300	2,8
NT-E-30/16-P	30	Oval	1600	2,8

Verpakkingseenheid: 10 stuks

